

BeneHeart D1

Defibrillator



Ervaring over de hele wereld, lokaal toegankelijk

Mindray is een van 's werelds toonaangevende leveranciers van medische apparaten en oplossingen. We zetten ons volledig in voor onze missie om 'medische technologieën met de wereld te delen' en wijden ons aan innovatie op het gebied van patiëntmonitoring & levensinstandhouding, in-vitrodiagnostiek en medische beeldvorming. De nummer één oplossing komt voort uit Mindray's brede productportfolio en biedt ziekenhuizen een holistische en systemische oplossing om de algehele efficiency en kwaliteit van zorg te verbeteren, met name in drie essentiële klinische gebieden: spoedeisende zorg, perioperatieve zorg en kritische zorg.

Mindray heeft zijn hoofdkwartier in Shenzhen, China en staat genoteerd op de New York Stock Exchange; Mindray bezit een gezond distributie- en servicenetwerk met dochterondernemingen in 18 landen in Noord- en Latijns- Amerika, Europa, Afrika en Azië-Stille Oceaan. Terwijl we de kwaliteit van de zorg verbeteren, helpen we de kosten ervan te verlagen, waardoor een groter deel van de mensheid er toegang toe krijgt.

Sinds zijn oprichting in 1991 is de ontwikkeling van Mindray door innovatie gedreven. Mindray heeft een mondiaal R&D-netwerk opgebouwd met onderzoekscentra in Seattle, New Jersey, Miami, Stockholm, Shenzhen, Beijing, Nanjing, Chengdu, Xi'an en Shanghai.

Tegenwoordig kunnen de producten en diensten van Mindray in gezondheidszorginstellingen in meer dan 190 landen en regio's worden teruggevonden. Geïnspireerd door de behoeften van onze klanten nemen we geavanceerde technologieën over en veranderen deze in toegankelijke innovatie, waardoor gezondheidszorg binnen handbereik komt.

Mindray Building, Keji 12th Road South,
High-tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen 518057, Volksrepubliek China
Tel: +86 755 8188 8998 Fax: +86 755 26582680
E-mail: intl-market@mindray.com www.mindray.com

Mindray staat op de NYSE genoteerd onder het symbool 'MR'

mindray BeneHeart zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken in eigendom van Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., LTD.
© 2013 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. All rights reserved. Specifications subject to changes without prior notice.
P/N: DU-BeneHeart D1(Public)-210285x8P-20130916



BeneHeart D1

Defibrillator




BeneHeart D1 Defibrillator

Elk jaar worden ongeveer 700.000 mensen in Europa, 550.000 mensen in China, 360.000 mensen in de VS en wereldwijd nog eens honderdduizenden door een plotselinge hartstilstand (SCA, sudden cardiac arrest) getroffen.

Gegevens uit de VS laten zien dat elke dag bijna 1.000 mensen buiten het ziekenhuis door SCA worden getroffen en slechts 10% van de slachtoffers het overleeft. Als geautomatiseerde externe defibrillatie en reanimatie al kunnen worden uitgevoerd voordat de hulpdiensten arriveren, kan het overlevingscijfer tot 40% stijgen¹.

Medische statistische gegevens uit de VS laten zien dat het aantal mensen dat aan SCA overlijdt, hoger is dan het aantal dat overlijdt aan borstkanker, prostaatkanker, huisbranden, aids en verkeersongelukken¹.

SCA kan iedereen overkomen, op elk moment, overal. De Mindray BeneHeart D1 defibrillator helpt om op diverse locaties op SCA te reageren. Het apparaat kan leerlingen en leraren op scholen, mensen op het werk, reizigers op vliegvelden en atleten tijdens wedstrijden en tijdens de training beschermen.



1.Sudden Cardiac Arrest Foundation.



BeneHeart D1

Defibrillator




Mindray BeneHeart D1 is ontworpen om voor iedere helper betrouwbaar, eenvoudig en gemakkelijk in het gebruik te zijn.

17,5 cm (7-inch) TFT-display ondersteunt visueel met een heldere animatie in kleur. Het automatisch instelbare volume en de beeldschermhelderheid zorgen voor comfortabel gebruik van de D1 in diverse omgevingen. Voorafaangesloten pads besparen tijd en via de padaansluiting vindt automatisch identificatie van het patiënttype plaats, zodat een lagere energiedosis wordt toegediend aan pediatrie patiënten.


De wegwerpaccu met uitgebreide capaciteit ondersteunt meer dan 300 schokken van 200 joule of 200 schokken van 360 joule en 12 uur ECG-bewaking.



Gemakkelijke stappen bij een noodsituatie



Druk op de groene knop om het apparaat aan te zetten en de gesproken en visuele instructies te activeren.



Plaats de pads op de patiënt zoals geïnstreerd.



Als het apparaat een schok adviseert, druk dan op de oranje knop.

Snel omschakelen tussen pediatrie en volwassen patiënten



BeneHeart D1 Defibrillator



Mindray slimme oplossing die uw waarde zo groot mogelijk maakt

Het AED Alert™-systeem

is een gepatenteerde oplossing voor centraal management die het voor u mogelijk maakt om service- en onderhoudskosten te besparen voor BeneHeart D1 die is geïnstalleerd in publieke ruimtes, zoals winkelpromenades, themaparken en bedrijfsgebouwen.

AED Alert™ monitort de status van elke AED (geautomatiseerde externe defibrillator) om te waarborgen dat deze in stand-bymodus staat en op correcte wijze zal werken wanneer hij nodig is. Informatie van D1 wordt via Wi-Fi * naar de AED Alert™-server verzonden waar deze door het serviceteam kan worden bekeken en beheerd. Bovendien zal de server automatisch per e-mail details van alle technische problemen naar de verantwoordelijke servicepersoon doorsturen.



- Volg de dagelijkse status van elke AED
- Bekijk en organiseer testrapporten
- Controleer de locaties voor elke AE
- Upgrade BeneHeart D1 op afstand

* Om de accu te sparen, verzendt D1 alleen gegevens wanneer hij automatisch aangaat voor zelftests.